

# L-乾燥法・凍結乾燥法に対応

## 菌株保存用アンプル

# IWT-KTシリーズ



綿栓あり ストレートアンプル



綿栓なし ストレートアンプル



綿栓なし 引き伸ばしアンプル



綿栓あり 引き伸ばしアンプル


イワタガラスだからこそできる、クオリティの高い引伸ばしアンプル

### ○IWT-KTシリーズ

洗浄済	綿栓なし	引き伸ばしアンプル	9mm x 120mm
洗浄済	綿栓なし	ストレートアンプル	9mm x 110mm
洗浄済	綿栓あり	ストレートアンプル	9mm x 110mm



## 引き伸ばしすることにより溶封作業効率がUP



▶ 引き伸ばし済みアンプルの  
平均溶封時間5秒～10秒/本

▶ ストレートアンプルの  
平均溶封時間25秒～30秒/本

※火力によって時間は前後します。

※表示単価は税抜きです。

コード	品名			サイズ (mm)	入数 (本)	単価
IWT-KTX9-120	洗浄済	綿栓なし	引き伸ばしアンプル	9mm x 120mm	250本	160円/本
IWT-KTT9-110	洗浄済	綿栓なし	ストレートアンプル	9mm x 110mm	250本	100円/本
IWT-KTC9-110	洗浄済	綿栓あり	ストレートアンプル	9mm x 110mm	200本	210円/本

特殊な加工技術が必要な引伸ばし済みのアンプルを御提供いたします  
また、その他特注規格などの御要望にもお応えします

アンプルを引伸ばす機械もご用意しております

菌保存用 アンプル引伸ばし機

### IWT-KM60

一時間に約60本の引伸ばしが可能なセミオートタイプ。  
年間1万本以下の少ない本数から引伸ばす方におすすめ  
です。

菌保存用 アンプル引伸ばし機

### IWT-KA200

一時間に約200～300本の引伸ばしが可能なフルオー  
トタイプ。年間1万本以上のまとまった引伸ばし本数が  
必要な方におすすめです。

 岩田硝子工業株式会社

〒571-0051 大阪府門真市向島町4-11

T E L : 06-6902-9391

F A X : 06-6902-0330

E-mail : info@iwataglass.com

U R L : http://www.iwataglass.com